



βetafasi

LASER HAIRFILLER

FARMAJALUX



SCIENZA AL SERVIZIO DEL CAPELLO



La caduta del capello e la sua soluzione

La caduta dei capelli è un fenomeno sempre più diffuso, sia nell'uomo che nella donna.

Le cause sono molteplici: di natura organica, ambientale, legate ad abitudini di vita, ormoni, alimentazione, stress, fumo, alcool, dal sole, dall'inquinamento o dai cosmetici che applichiamo. Queste cause indeboliscono non solo il capello, ma anche il cuoio capelluto, dove il capello nasce e si mantiene.

Betafasi offre una soluzione che va a risolvere questo problema in profondità, trattando non solo il capello ma anche il cuoio capelluto.

Questo viene effettuato con l'applicazione sulla cute della tecnologia non invasiva BETAFASI LASER che prepara il tessuto a ricevere le sostanze benefiche contenute nei fitocomposti ad alta titolazione e concentrazione BETAFASI HairFiller, BETAFASI SieroSpray e BETAFASI Shampoo.

Il risultato è un cuoio capelluto sano e un capello lucente, rigoglioso e rinfoltito, andando a combattere le cause della perdita del capello direttamente alla radice.

Anticaduta

Il trattamento Anticaduta di Betafasi permette di riequilibrare il cuoio capelluto, interagendo in profondità con i fibroblasti, cellule che determinano lo stato di salute del capello: nelle situazioni di stress ne determinano la caduta.

Il trattamento permette di risolvere questo problema alla radice, contrastando le condizioni di caduta e promuovendo la rigenerazione del capello perduto.



Veicolante Bio-Stimolante

Applicatore a tripla tecnologia di derivazione Medica con tecnologia:

- Laser Multilunghezza d'onda.
- Radiofrequenza
- Elettroporazione

Betafasi Laser viene applicato sulla cute, biostimola e riattiva i fattori di crescita all'interno del fibroblasto, modifica il tessuto ricevente in profondità e permette di veicolare (in modo non invasivo, senza l'utilizzo di aghi) le sostanze benefiche contenute nei fitocomposti ad alta titolazione e concentrazione all'interno del derma.

È il primo e unico metodo clinicamente comprovato.

- Pantrofina Hair Therapy®
- Molecole idratanti
- Ozono



Betafasi HairFiller

Siringa airless 3ml, alta concentrazione al 13% di principi attivi

Concentrato di molecole studiate per offrire il miglior trattamento anticaduta in abbinamento con l'apparecchiatura.

- Pantrofina Hair Therapy®
- Proteine Della Seta
- Serenoa Repens



Betafasi Shampoo

Flacone 200ml, alta concentrazione al 13% di principi attivi

Concentrato di molecole specifiche per il trattamento anticaduta: riequilibra lo stato di salute del cuoio capelluto, va ad inibire la produzione dell'enzima 5-Alfa-Reduttasi, responsabile della caduta dei capelli in situazioni di stress e rendono il capello setoso al tatto.

- Pantrofina Hair Therapy®
- Acqua di rose
- Proteine Della Seta
- Ozono



Betafasi SieroSpray

Flacone 100ml, alta concentrazione al 12% di principi attivi

Concentrato di molecole con azione ristrutturante. Le molecole contenute riattivano il microcircolo, esercitano un'azione lenitiva e idratante sul cuoio capelluto riequilibrandone lo stato di salute, rendendo il capello setoso al tatto.

Restructuring

Il trattamento di Restructuring e Bellezza di Betafasi, grazie all'applicazione della tecnologia, agisce profondamente e riequilibra lo stato di salute del capello e del cuoio capelluto, permettendo alle sostanze benefiche contenute in Betafasi SieroSpray di rendere il capello lucente, setoso, rigoglioso e soprattutto sano come mai visto prima.



Veicolante Bio-Stimolante

Applicatore a tripla tecnologia di derivazione Medica con tecnologia:

- Laser Multilunghezza d'onda.
- Radiofrequenza
- Elettroporazione

Betafasi Laser viene applicato sulla cute, biostimola e riattiva i fattori di crescita all'interno del fibroblasto, modifica il tessuto ricevente in profondità e permette di veicolare (in modo non invasivo, senza l'utilizzo di aghi) le sostanze benefiche contenute nei fitocomposti ad alta titolazione e concentrazione all'interno del derma.

È il primo e unico metodo clinicamente comprovato.

- Pantrofina Hair Therapy®
- Acqua di rose
- Proteine Della Seta
- Ozono



Betafasi SieroSpray

Flacone 100ml, alta concentrazione al 12% di principi attivi

Concentrato di molecole con azione ristrutturante. Le molecole contenute riattivano il microcircolo, esercitano un'azione lenitiva e idratante sul cuoio capelluto riequilibrandone lo stato di salute, rendendo il capello setoso al tatto.

- Pantrofina Hair Therapy®
- Proteine Della Seta
- Serenoa Repens



Betafasi Shampoo

Flacone 200ml, alta concentrazione al 13% di principi attivi

Concentrato di molecole specifiche per il trattamento anticaduta: riequilibra lo stato di salute del cuoio capelluto, va ad inibire la produzione dell'enzima 5-Alfa-Reduttasi, responsabile della caduta dei capelli in situazioni di stress e rendono il capello setoso al tatto.

Protocollo Anticaduta

Per la Donna

Fase 1: Lavaggio con Betafasi Shampoo.

Fase 2: Applicare 2/3 dosi di Betafasi HairFiller sulla zona superiore della testa.

Fase 3: Applicare 2 nebulizzate di Betafasi SieroSpray sulla zona superiore della testa.

Fase 4: Applicare l'apparecchiatura Betafasi Laser per 1 minuto sulla zona superiore della testa (mantenendo il manipolo a contatto con la cute).

Fase 5: Risciacquare il capello.

Fase 6: Applicare 4/5 nebulizzate di Betafasi SieroSpray sull'intera lunghezza del capello.

Fase 7: Applicare l'apparecchiatura Betafasi Laser per 2 minuti sull'intera lunghezza del capello (mantenendo il manipolo a contatto con il capello).

Fase 8: Asciugare

Per l'Uomo

Fase 1: Lavaggio con Betafasi Shampoo.

Fase 2: Applicare 10 dosi di Betafasi HairFiller sulla zona superiore della testa (distribuire ogni dose in punti diversi).

Fase 3: Applicare 2 nebulizzate di Betafasi SieroSpray sulla zona superiore della testa.

Fase 4: Applicare l'apparecchiatura Betafasi Laser per 2 minuti sulla zona superiore della testa (mantenendo il manipolo a contatto con la cute).

Fase 5: Risciacquare il capello.

Fase 6: Applicare 2/3 nebulizzate di Betafasi SieroSpray in base alla lunghezza del capello.

Fase 7: Applicare l'apparecchiatura Betafasi Laser per 2 minuti sull'intera lunghezza del capello (mantenendo il manipolo a contatto con il capello).

Fase 8: Asciugare



Protocollo Bellezza e Restructuring



Fase 1: Lavaggio con Betafasi Shampoo.

Fase 2: Applicare 5 nebulizzate di Betafasi SieroSpray sull'intera lunghezza del capello.

Fase 3: Applicare l'apparecchiatura Betafasi Laser per 5 minuti sull'intera lunghezza del capello (mantenendo il manipolo a 5-10 cm dal capello senza toccare la cute).

Fase 4: Asciugare

FARMAJALUX 

in collaborazione con
Università La Sapienza di Roma

By

Winform Medical Engineering
holds the following patents

European patent
n. 3320951

European patent
n. 3246069

Certified company

